

令和6年度

デジタルシステムによる撮影条件・画像処理条件調査票

CarestreamHealth Direct View CR / DRX-1 システム

コード番号						
施設名					記載責任者	

(1)CR/DR装置名：					
製造日：		年	月	年間保守点検の有無： ☐ 無 ☐ 有 回 / 年	
(2)X線高電圧装置メーカー名		(3)X線高電圧装置製造日		(4)焦点寸法	
		年	月	× mm	
(5)公称最高管電圧		(6)最大管電流		(7)自動露出 ☐ 使用 ☐ 不使用	
kV		mA			

		記載例	画 像 No			備考
			No. 1	No. 2	No. 3	
線量指標	撮 影 日	2023.04.01				
	E I 値	2200				
	LookK	Premium 2 Processing with noise suppression				
Brightness Contrast	Brightness	3				
	Latitude	-7				
	Low Contrast	-2				
	High Contrast	0				
	Tone-Scale Kernel Size	39				
Sharpness	Low Sharpness	1				
	High Sharpness	2.00				
	Low Breakpoint	-25				
	High Breakpoint	-3.00				
	Sharpness Kernel Size	2.95				
Noise Suppression	Low Noise	0				
	Left Exposure Breakpoint	0				
	Right Noise Breakpoint	0				
	Noise Breakpoint	0				
	Noise Kernel Size	0.712				
Grid	Grid Suppression	4				
	Skinline Enlargement	1				